

LASER PICOSURE

Déclaration patient(e)

COORDONNÉES

Nom : **Date de naissance :**

Prénom : **Téléphone :**

QU'EST-CE QUE LE LASER PICOSURE ?

Le laser Picosure fait partie de la dernière génération des lasers médicaux. Il est capable de délivrer des impulsions lumineuses ultra-courtes (picoseconde) qui fragmentent les pigments des tatouages et des lésions pigmentaires en de minuscules particules éliminées ensuite facilement par le corps. Muni de 3 différentes longueurs d'ondes, le laser Picosure efface toutes les couleurs de tatouage, même les plus résistantes, en un nombre de séances réduit.

INDICATIONS :

Le laser Picosure peut être utilisé sur tous les types de peau et sur toutes les parties du corps.

Il est efficace sur :

- Tatouages noirs
- Tatouages polychromes
- Tatouages profonds
- Tatouages préalablement traités
- Maquillage permanent
- Lésions pigmentaires
- Lentigos
- Taches brunes
- Taches de rousseur
- ...

RECOMMANDATIONS AVANT LE TRAITEMENT :

- Attendre minimum 3 mois après la réalisation d'un tatouage avant d'envisager une séance de détatouage.
- Ne pas s'exposer au soleil 1 mois avant le traitement, ni faire des UV, ni appliquer ou prendre un traitement autobronzant.
- Pour plus de confort, il est recommandé d'appliquer sur la zone à traiter une crème anesthésiante, sous pansement occlusif, 2 heures avant le soin.
- Bien démaquiller la peau avant la consultation

DÉROULEMENT DES SÉANCES :

Le traitement est réalisé dans notre centre, en salle de soin. Des lunettes spéciales sont fournies afin de protéger les yeux.

Le tatouage est balayé par le faisceau laser. L'impulsion lumineuse s'accompagne d'une sensation de picotement et d'un échauffement localisé. Un système de refroidissement par air réfrigéré permet de minimiser ces désagréments.

Une crème cicatrisante et apaisante est appliquée en fin de séance.

DURÉE DE LA SÉANCE : Variable en fonction de l'étendue de la zone à traiter.

NOMBRE DE SÉANCES : Variable en fonction de l'ancienneté du tatouage, de sa couleur, et du type de pigments utilisés. En moyenne, 5 à 10 séances espacées de 4 à 6 semaines.

Le nombre de séances est moins élevé lorsqu'il s'agit d'atténuer un tatouage dans le but d'en réaliser un nouveau.

SUITES DU TRAITEMENT :

Le balayage du faisceau laser entraîne un blanchiment transitoire du tatouage ou de lésion. Un œdème local et un contour rosé apparaissent dans les heures qui suivent le traitement.

Les jours suivants les premières séances de détatouage, des cloques peuvent se former. Celles-ci peuvent être impressionnantes mais cela est tout à fait NORMAL.

Le tatouage peut paraître ensuite plus foncé qu'initialement. Il faut attendre 1 à 2 semaines pour que la cicatrisation soit complète.

PRÉCAUTIONS APRÈS LE TRAITEMENT :

- Appliquer de la crème très grasse sous pansement NON occlusif 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours. Puis appliquer de la crème cicatrisante 2 fois par jour pendant encore 4 semaines.
- Si des cloques apparaissent, les percer délicatement à l'aide d'une aiguille ou d'une épingle préalablement désinfectée
- Ne pas pratiquer de sport intensif durant les 24 heures qui suivent le traitement
- Eviter piscine, saunas, hammam et bains chauds pendant environ une semaine
- Ne pas s'exposer au soleil pendant minimum 1 mois après la séance laser. Assurer une protection solaire intensive stricte (Indice solaire 50) à renouveler toutes les 2 heures sur les zones exposées à la lumière du jour.
- Attendre minimum 1 mois après la séance pour envisager le retatouage de la zone

EVICITION SOCIALE : Il n'y a pas d'éviction sociale

EFFETS INDÉSIRABLES :

- Œdèmes, rougeurs, sensation de brûlure pendant 48- 72 heures
- Un léger saignement et l'apparition de cloques sont possibles
- Petites croûtes rapidement éliminées
- Rare : Troubles de la pigmentation de la peau, disparaissant progressivement en quelques mois.
- Virage de couleur après le premier traitement (notamment pour le maquillage permanent). La nouvelle couleur sera traitée à la seconde séance, après réglages du laser.
- Décoloration temporaire des sourcils, toujours réversible (maquillage permanent)

En cas de besoin veuillez-vous adresser DIRECTEMENT et UNIQUEMENT au Centre MEDED par téléphone au 019 69 89 10

CONTRE-INDICATIONS :

- Infection cutanée évolutive (acné, herpès,)
- Grossesse et allaitement
- Peau bronzée récemment (moins d'un mois) par exposition solaire, séance UV, autobronzants, ...

RÉSULTATS :

Le laser Picosure est efficace sur toutes les couleurs de tatouage, sur tous les types de peau et sur toutes les parties du corps.

Son action photomécanique pure n'entraîne aucune lésion de la peau environnante. Cela se traduit par des suites simples, une absence de cicatrice et un temps court entre chaque séance.

La puissance du laser Picosure permet de fragmenter les pigments du tatouage en des particules extrêmement fines qui sont rapidement éliminées par le corps.

Le résultat définitif du détatouage par laser Picosure est obtenu 4 fois plus rapidement qu'avec un autre laser détatouage.

TARIFS :

Variables en fonction de la surface à traiter et des types de pigments.

Notre infirmière spécialisée vous reçoit sur diagnostic gratuit

Le traitement par laser Picosure n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

En signant ce formulaire, j'affirme avoir pris connaissance des informations relatives au laser Picosure et les avoir comprises. J'ai fait part à ma thérapeute de mes traitements et soins en cours et accepte de suivre les consignes mentionnées ci-dessus.

Signature du (de la) patient(e) :

Date :

Merci pour votre confiance,

A bientôt !